

100 ANOS
LENTE DE PRECISÃO
by Carl Zeiss

DuraVision™ Platinum

O tratamento antirreflexo mais resistente de todos os tempos*



* Comparado aos atuais antirreflexos da Carl Zeiss Vision

abril/2012

**Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.**



Líder em precisão óptica desde 1846.


DuraVision™ Platinum

O tratamento antirreflexo mais resistente de todos os tempos*


A vida é cheia de desafios. Então você precisa de lentes que são resistentes o suficiente para lidar com todos os desafios. É por isso que lentes resistentes e com antirreflexo existem. Lentes que são resistentes o suficiente para superar os desafios da vida...




DuraVision Platinum... É ainda mais resistente




DuraVision Platinum... É ainda mais resistente à sujeira e não precisa ser limpa com tanta frequência



DuraVision Platinum™...é mais rápida e fácil de limpar.




DuraVision Platinum™...possibilita uma visão mais clara e nítida, especialmente a noite.




Sem DuraVision™ Platinum

Com DuraVision™ Platinum



Detalhe em microscópio de uma lente com tecnologia antirreflexo convencional. As camadas da lente não estão densamente compactadas.



Em um processo chamado "bombardeamento de íons", os íons transferem sua energia cinética no momento que atingem a superfície da lente.

*Comparado aos atuais antirreflexos da Carl Zeiss Vision



100 ANOS
LENTES DE PRECISÃO
by Carl Zeiss

ZEISS Progressive Individual™ 2

Máxima personalização para o perfil de visão para longe, intermediário e perto

abril/2012

*Tecnologia que possibilita a adaptação para três tipos de campos de perto: Near, Balanced, Intermediate



EXCLUSIVIDADE

Exclusiva tecnologia Eye Fit™*

**Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.**



Líder em precisão óptica desde 1846.

ZEISS Progressive Individual™ 2

Máxima personalização para o perfil de visão para longe, intermediário e perto


Qualidade sob medida para seus olhos - inclui visão personalizada para perto. Adapta-se ao comportamento de sua visão de perto e permite uma visão natural em todas as distâncias - as mais personalizadas lentes progressivas ZEISS disponíveis.

Características

- Personalização dos campos de perto, graças a tecnologia EyeFit™ by ZEISS
- Consideração do centro de rotação do olho para cada usuário, devido a tecnologia de otimização C.O.R.E.
- Lentes mais finas devido a novos métodos matemáticos de otimização

Tecnologia C.O.R.E.

Determinação da distância da córnea para o centro de rotação do olho



Z' = centro de rotação do olho b' = distância vértice do centro de rotação
e = distância vértice posterior b* = distância da córnea para a rotação

Lente progressiva freeform

ZEISS Progressive Individual 2




Ótima e descentração variável

Tecnologia EyeFit™

Individualização dos campos de perto graças a 3 diferentes perfis da visão de perto:


Balanced

13mm altura mínima



Intermediate


18mm altura mínima



Campo intermediário até 28% maior e 17% mais amplo que o perfil Balanced

Near

16mm altura mínima



Campo de perto até 60% maior e 5% mais amplo que o perfil Balanced

Carl Zeiss Vision
www.lenteszeiss.com.br
www.melhor-visao.zeiss.com.br

melhorvisao.zeiss

@melhor_visao



Venda mais com i.Terminal™ by ZEISS.
Nos pergunte como.

100 ANOS
LENTE DE PRECISÃO
by Carl Zeiss

ZEISS Progressive Sport™

Lentes curvadas progressivas ZEISS produzidas pelo sistema
Precise Form™ by ZEISS.



abril/2012

**Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.**



Líder em precisão óptica desde 1846.


ZEISS Progressive Sport™

Lentes curvadas progressivas ZEISS produzidas pelo sistema Precise Form™ by ZEISS.

Disponível na revolucionária tecnologia Precise Form™ by ZEISS que não apenas compensa as aberrações - desde o começo, mas também incorpora o ângulo de inclinação como parâmetro para cada lente. O resultado é uma nova dimensão em qualidade óptica, que ressalta o know how da ZEISS. O mercado de lentes curvadas entra em uma nova era - e você pode ser parte disso.

Características

- Elimina o efeito prismático de quando se utiliza armações curvadas
- A mudança na capacidade do cilindro para desenhos individualizados: a posição de uso em frente aos olhos (ângulo de curvatura, DV, ângulo pantoscópico, etc.)
- O aumento na curvatura das lentes



Ângulos curvados normalmente resultam em aberrações, astigmatismo ou descentração. A ZEISS Progressive Sport™ leva essas aberrações em consideração desde o início, ao incorporar o ângulo de inclinação dentro dos cálculos para um desenho óptico customizado.



Armação curvada + lentes negativas



Armação curvada + lentes positivas



Armação curvada + ZEISS Sport



Tecnologia
M.i.D

ZEISS officelens™

Visão natural e relaxada no escritório e para
qualquer atividade de perto ou meia distância



abr/2012



**Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.**



ZEISS

Líder em precisão óptica desde 1846.

ZEISS officelens™

Visão natural e relaxada no escritório e para qualquer atividade de perto ou meia distância

Veja mais no local de trabalho a nova lente ZEISS com a tecnologia M.I.D (Distância Intermediária Máxima). As novas officelens by ZEISS garantem visão clara nas três distâncias de área de trabalho, de acordo com as necessidades individuais do usuário:

- Leitura
- Mesa de trabalho
- Distância da sala

Assegura a postura natural da cabeça e pescoço, garantindo excelente conforto.

ZEISS officelens Plus & ZEISS officelens Superb
Disponível com duas M.I.D fixas:

Lentes Near
“Lentes com leitura aprimorada”
M.I.D fixa para 200 cm

Lentes Room
“Lente para ambientes internos”
M.I.D fixa para 400 cm

ZEISS officelens Individual
Disponível com M.I.D que pode ser personalizada em uma distância de 100 cm a 400 cm


Garante ainda mais conforto visual de perto e distância intermediária.

Definição dos perfis: Room, Near e Individual


Altura mínima: 13mm e 17mm



Altura mínima: 13mm e 17mm



Altura mínima: de 13mm a 35mm



Lentes para ler	Lentes progressivas	As lentes de escritório da ZEISS
<p>Lentes para ler e lentes progressivas não permitem uma visão completamente confortável entre o seu campo de visão de perto e mediano. Isso pode prejudicar sua visão e fazer com que você tenha uma postura não adequada enquanto está sentado.</p>	<p>As lentes de escritório da ZEISS oferecem uma visão clara e confortável no local de trabalho. Elas permitem que você mantenha uma postura natural de confortável essencial para prevenir o cansaço no ambiente de trabalho.</p>	





Fale já com o seu representante ZEISS!



100 ANOS LENTES DE PRECISÃO by Carl Zeiss

ZEISS Progressive Classic™

A lente progressiva ZEISS que oferece muito mais do que os olhos veem



Alta qualidade com preço acessível*

*na tecnologia Precise Form™ by ZEISS

abril/2012

**Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.**



Líder em precisão óptica desde 1846.

ZEISS Progressive Classic™

A lente progressiva ZEISS que oferece muito mais do que os olhos veem

Alta qualidade com preço acessível na tecnologia Precise Form™ by ZEISS

- Visão natural e descansada;
- Lente progressiva de alta qualidade;
- Rápida adaptação;
- Transição suave e sutil entre as faixas de visão;
- Clareza visual excepcional em todas as distâncias;
- Faixas amplas de visão.



c60

ZEISS Progressive Classic™ Short
Altura de montagem mínima 13mm

C60

ZEISS Progressive Classic™
Altura de montagem mínima 17mm

QUERO MINHA CANECA ZEISS!
Vendeu Classic
Ganhou!
QUERO MINHA CANECA ZEISS!



Fale já com o seu
representante **ZEISS**!*

Carl Zeiss Vision
www.lenteszeiss.com.br
www.melhor-visao.zeiss.com.br



Venda mais com i.Terminal™ by ZEISS.
Nos pergunte como.

Portfólio de lentes de alta precisão ZEISS

Há 100 anos produzindo a melhor experiência de visão



Lentes ZEISS: A melhor opção para o seu cliente em qualquer faixa de preço

Assim como o Google Earth, os ganhadores do Prêmio Nobel, a NASA e Hollywood, você também pode escolher as lentes com o DNA ZEISS.

www.melhor-visao.zeiss.com.br

**Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.**



Portfólio de lentes alta precisão ZEISS

A melhor opção para o seu cliente em qualquer faixa de preço

Não existem dois usuários de lentes progressivas iguais - cada um tem suas próprias necessidades. Isso se aplica tanto às necessidades visuais do cliente como ao preço, 5 diferentes versões estão disponíveis para você e seus clientes. De lentes padronizadas e com preços atraentes a lentes personalizadas, feitas sob medida – o portfólio ZEISS de lentes progressivas sempre tem a solução perfeita. A grande variedade de produtos permite que você se concentre exatamente nas necessidades e desejos pessoais de cada cliente.

Os 5 diferentes designs das lentes progressivas ZEISS oferecem a solução certa para cada consumidor.

Portfólio de Lentes ZEISS	ZEISS GT2™ ★	ZEISS Progressive Classic™ ★★	ZEISS GT2™ 3D ★★★	ZEISS GT2™ 3DV ★★★★	ZEISS Progressive Individual™ 2 ★★★★★
Visão totalmente natural devido ao desenho progressivo personalizado Incorporação de parâmetros pessoais do usuário					✓
Variação da amplitude dos campos visuais intermediário e de perto de acordo com a armação				✓	✓
Percepção espacial 3D perfeita Equilíbrio binocular das zonas progressivas para uma visão perfeita			✓	✓	✓
Aumento do conforto visual por meio de otimização em tempo real Otimização do design para combinação de potências individuais		✓	✓	✓	✓
Simetria horizontal Lentes progressivas com o incomparável DNA do Design ZEISS Garantia de 100% de adaptação	✓	✓	✓	✓	✓



Todas as lentes ZEISS produzidas no sistema Precise Form™ by ZEISS são entregues com a caixa exclusiva 100 anos de lentes de alta precisão. ZEISS, a sua melhor opção.

Carl Zeiss Vision
www.lenteszeiss.com.br
www.melhor-visao.zeiss.com.br



Venda mais com i.Terminal™ by ZEISS.
Nos pergunte como.